

Careflex[®]-Beutel mit Care-lock[®]-Anschluss



- Purisole[®] SM verdünnt
- Isotonische Kochsalzlösung
- Ringerlösung

SPÜLLÖSUNGEN

27

PURISOLE® SM VERDÜNNT

Elektrolytfreie Lösung zur Spülung und Distension der Blase oder des Uterus. Geeignet für den Einsatz in der HF-Chirurgie bei transurethralen Resektionen der Prostata/Blase und operativen Hysteroskopien.

1 l enthält:

Sorbit	27,00 g
Mannit	5,40 g
Wasser, Natriumhydroxid und Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung.	
Theoretische Osmolarität:	178 mosm/l
pH-Wert:	4,5 - 7,0

Handelsformen:

- 6 x 1500 ml Careflex®-Beutel mit Care-lock®-Anschluss
- 4 x 3000 ml Careflex®-Beutel mit Care-lock®-Anschluss
- 2 x 5000 ml Careflex®-Beutel mit Care-lock®-Anschluss

ISOTONISCHE KOCHSALZLÖSUNG ZUR INTERNEN UND EXTERNEN ANWENDUNG

Plasmaisotone (physiologische) Kochsalzlösung zur internen und externen Anwendung wie Perfusion des extracorporalen Systems bei der Hämodialyse, postoperative Blasenspülung bei allen urologischen Eingriffen, Spülungen im Magen-Darmtrakt und von Fisteln und Drainagen. Auch zur Wundbehandlung und zum Befeuchten von Tüchern und Verbänden.

1 l enthält:

1 Natriumchlorid	9,00 g
Na ⁺	154 mmol/l
Cl ⁻	154 mmol/l
theor. Osmolarität:	308 mosm/l
pH-Wert:	5,0 - 7,0

Wasser, Salzsäure und Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung

Handelsformen:

- 4 x 3000 ml Careflex®-Beutel mit Care-lock®-Anschluss
- 2 x 5000 ml Careflex®-Beutel mit Care-lock®-Anschluss

RINGERLÖSUNG FÜR SPÜLZWECKE

Lösung zum Freispülen des Operationsgebietes und zum Feuchthalten des Gewebes während operativer Eingriffe. Zum Befeuchten von Tamponaden und Verbänden. Zur Wundspülung bei äußeren Traumen und Verbrennungen. Zur Spülung bei diagnostischen Untersuchungen.

1 l enthält:

Natriumchlorid	8,60 g
Kaliumchlorid	0,30 g
Calciumchlorid H ₂ O	0,33 g
Na ⁺	147,2 mmol/l
K ⁺	4 mmol/l
Ca ⁺⁺	2,25 mmol/l
Cl ⁻	155,7 mmol/l

Wasser für Injektionszwecke, Salzsäure und Natriumhydroxid zur pH-Einstellung

pH-Wert	5,0 - 7,0
theor. Osmolarität	309 mosm/l

Handelsformen:

- 6 x 1500 ml Careflex®-Beutel mit Care-lock®-Anschluss
- 4 x 3000 ml Careflex®-Beutel mit Care-lock®-Anschluss
- 2 x 5000 ml Careflex®-Beutel mit Care-lock®-Anschluss

BESTELLINFORMATION:

		PZN	Art.-Nr.
Purisole® SM verdünnt	6 x 1500 ml	4581554	2577683
Careflex®-Beutel/Care-lock®			
	4 x 3000 ml	4581531	257716C
Careflex®-Beutel/Care-lock®			
	2 x 5000 ml	4581548	257720T
Careflex®-Beutel/Care-lock®			
Isotonische	4 x 3000 ml	4581560	133916C
Kochsalzlösung			
Careflex®-Beutel/Care-lock®			
	2 x 5000 ml	4581577	133920T
Careflex®-Beutel/Care-lock®			
Ringerlösung	6 x 1500 ml	4581614	2614683
Careflex®-Beutel/Care-lock®			
	4 x 3000 ml	4581583	261416C
Careflex®-Beutel/Care-lock®			
	2 x 5000 ml	4581608	261420T
Careflex®-Beutel/Care-lock®			

Zertifiziert nach MPG, CE 0123