

Faltenbalgflaschen- Freka-Drainjet®



- Purisole® SM verdünnt
- Isotonische Kochsalzlösung

SPÜLLÖSUNGEN

31

PURISOLE® SM VERDÜNNT

Zur Spülung von Blasenkathetern, suprapubischen Ableitungen, Wunddrainagen und Sonden bei und nach urologischen Eingriffen. Zur Spülung und Distension des Uterus bei gynäkologischen Eingriffen.

1 l enthält:

Sorbit	27,00 g
Mannit	5,40 g

Wasser, Natriumhydroxid und Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung.

Theoretische Osmolarität: 178 mosm/l

pH-Wert: 4,5 - 7,0

Handelsform:

10 x 60 ml Freka Drainjet®

Zertifiziert nach MPG, CE 0123

ISOTONISCHE KOCHSALZLÖSUNG ZUR INTERNEN UND EXTERNEN ANWENDUNG

Plasmaisotone (physiologische) Kochsalzlösung zur internen und externen Anwendung wie Perfusion des extracorporalen Systems bei der Hämodialyse, postoperative Blasenspülung bei allen urologischen Eingriffen, Spülungen im Magen-Darmtrakt und von Fisteln und Drainagen. Auch zur Wundbehandlung und zum Befeuchten von Tüchern und Verbänden.

1 l enthält:

1 Natriumchlorid	9,00 g
Na ⁺	154 mmol/l
Cl ⁻	154 mmol/l
theor. Osmolarität:	308 mosm/l
pH-Wert:	5,0 - 7,0

Wasser, Salzsäure und

Natriumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung

Handelsformen:

10 x 60 ml Freka Drainjet®

10 x 120 ml Freka Drainjet®

Zertifiziert nach MPG, CE 0123

BESTELLINFORMATION

		Art.-Nr.	PZN
Purisole® SM verdünnt	10 x 60 ml	2559044	3031685
	Freka Drainjet®		
Isotonische Kochsalzlösung	10 x 60 ml	1313044	3031679
	Freka Drainjet®		
	10 x 120 ml	1313124	7628902
	Freka Drainjet®		